



Lampe halogène 50W

**Gamme 174**  
**174-BLANC**

**CARINA**  
*Medical*



**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe halogène 50 Watts, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm
- Intensité lumineuse: 870 Lumens - 3000°Kelvin (blanc neutre)
- IRC: 100/100
- Eclairage: 40000 Lux à 50cm, diamètre éclairé 10cm
- Longévité: 5000 heures minimum
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres
- Dispositif médical de Classe 1

## OPTIONS

- Interrupteur sans contact
- Pied roulant 5 branches avec roulettes ( ACC173-PIED)

Puissante et polyvalente, cette lampe est idéale pour la médecine générale et la petite chirurgie



### A SAVOIR

- ✓ Délai: 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie: 5 ans



CONTACT

CARINA  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tel : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)