



Lampe LED 7W

Gamme 188
188-BLANC

CARINA
Medical



CE
ISO 9001
ISO 13485

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Lampe LED 7 Watts, coloris blanc
- Longueur bras flexible 65cm (existe en longueur 114cm)
- Intensité lumineuse: 980 Lumens - 4500°Kelvin (blanc neutre)
- IRC: 95/100 pour un excellent rendu des couleurs
- Eclairage: 78000 Lux à 50cm, diamètre éclairé 18cm
- Longévité: 50 000 heures minimum (circuit LED, pas d'ampoule à remplacer)
- Câble d'alimentation longueur 3 mètres
- Dispositif médical de Classe 1

OPTIONS

- Interrupteur sans contact ou variateur
- Pied roulant 5 branches avec roulettes (ACC173-PIED)

Lampe idéale pour la
petite chirurgie, la
médecine générale,
dermatologie,
podologie..



A SAVOIR

- ✓ Délai: 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie: 5 ans



CONTACT

CARINA
Médical

Parc d'entreprises Visionis
278 rue de l'industrie
01090 GUÉREINS- FRANCE

SERVICE COMMERCIAL

Tel : +33(0)4 74 66 69 49
Fax : +33(0)4 74 66 69 50
commercial@carinamedical.com