



*Photo du modèle avec option sellerie PREMIUM épaisseur 8cm*

*Divan d'examen électrique  
Gamme 326*

# 32609T-CONFORT

**CARINA**  
*Medical*



**CE**


ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Divan d'examen à hauteur variable électrique mixte, 3 parties
- Commande: Pédale
- Tête et jambièrre réglables par vérins à gaz
- Sellerie tendue plate de bonne densité 30kg/cm<sup>2</sup>, non feu classée M1, épaisseur 5cm
- Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen côté tête
- Piètement acier peint époxy, coloris gris clair (RAL 7035) en standard

## DIMENSIONS

- Largeur 70cm
- Hauteur variable de 57 à 87cm
- Capacité de charge: 150kg en dynamique



### A SAVOIR

- ✓ Délai: 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie: 5 ans (1 an pour la sellerie)

**Vous aimerez aussi :**

Ref. **32608T**: Idem 32609T mais largeur 60cm


## ACCESSOIRES




**ACC 997**  
Support roulettes escamotables  
diam 50mm pour 326 électrique ,  
3 parties



**ACC 76**  
Paire d'étaux pour fixation  
gouttières et étriers diam 14mm



**ACC 110**  
Gouttière prise de sang  
Avec ferrure, sans étau, l'unité



**ACC 105**  
Jeu d'étriers inox standard, diam  
14mm, sans étau



**SLFEMIREPOSE**  
Housse pour repose jambes  
( ACC964), l'unité



**ACC 32660**  
Tête 1/2 lune largeur 60cm,  
revêtement non feu M1

**SELLERIE PREMIUM**  
Sellerie épaisseur 8cm au  
lieu des 5cm standard, non  
feu classée M1



**ACC 832**  
Trou visage avec bouchon

**ACC 76C**  
Etau unitaire pour tige  
porte sérum diam 16mm

**ACC 32615**  
Jambière électrique



**ACC 990**  
Jeu de 4 roulettes à frein diam 125mm



**ACC 32012**  
Tige porte-sérum diam 16mm 2  
crochets plastiques, sans étau



**ACC 110POLY**  
Gouttière prise de sang polyuréthane  
avec ferrure  
Sans étau, l'unité



**ACC 964**  
Jeu de repose jambes noir, sur  
rotule, mousse polyuréthane,  
diam 14mm, sans étau



**ACC 514-UNIVERSE**  
Protection plastique  
transparente universelle



**ACC TETERGO**  
Tête ergonomique amovible



**ACC BARRILIT326B**  
Paire de barrières de lit  
escamotables pour 326  
mixte



**ACC 76B**  
Etau unitaire diam  
14mm

**ACC 32614**  
Tête électrique

# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

*Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme classique et Urban*

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*



## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*




# COLORIS PIÈTEMENT

*Toute la gamme 326 est proposée en coloris (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de piètement sans plus value*



**RAL 9003**



**RAL 1013**



**RAL 1015**



**RAL 6019**



**RAL 6033**



**RAL 6000**



**RAL 5017**



**RAL 5002**



**RAL 5000**



**RAL 7035**



**RAL 7016**



**RAL 9005**



**RAL 1018**



**RAL 3020**



**RAL 3003**

*Brillant*

**ARGENT**



# GUIDE D'ENTRETIEN

## ENTRETIEN QUOTIDIEN

Sellerie: Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement ( solvants proscrits) peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios ph10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive

Piètement: Nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

## GARANTIE

Châssis: 5 ans

Sellerie: 1 an



CONTACT

CARINA  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tel : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)