



Photo du modèle avec RL 150 freinage centralisé

Fauteuil hémodialyse électrique  
**Gamme MULTIKA version V2**  
**MULT-V2-605-01**

**CARINA**  
Medical




**CE**  
ISO 9001  
ISO 13485

## DESCRIPTION TECHNIQUE

- Fauteuil hémodialyse à hauteur variable électrique, 3 parties
- Commande : Télécommande manuelle multifonctions avec boutons de mémorisation de position (position assise d'accueil patient et position de transfert)
- Dossier et jambière réglables par vérins électriques
- Avec repose pieds réglable par vérin à gaz
- Position de Trendelenburg
- Matelas monobloc, sellerie mousse viscoélastique, épaisseur 9cm
- Equipé d'une paire de repose bras sur rotule, synchronisée avec le dossier, 2 rails latéraux en inox 2,5x1cm pour fixation accessoires, d'une barre de poussée et d'un porte-rouleau pour drap d'examen dans le dossier
- Tête ergonomique fournie en standard
- Piètement carterisé pour une hygiène optimale, coloris gris clair (RAL 7035)
- Sur 4 roulettes diam. 125mm avec freins

## DIMENSIONS

- Largeur 60cm, largeur hors-tout 85cm
- Hauteur variable de 56 à 96cm
- Capacité de charge : 200kg en dynamique



### Vous aimerez aussi :

Réf. **MULT-V2-607-01** : Idem MULT-V2-605-01 mais roulettes diam. 150mm



## À SAVOIR

- ✓ Délai : 15 jours à réception commande
- ✓ Garantie : 5 ans (1 an pour la sellerie)

## ACCESSOIRES



### ACC MULTIK12

Gouttière MULTIKA équipée d'un clameau pour fixation sur rail 25x10, l'unité



### ACC 110POLY

Gouttière prise de sang polyuréthane avec ferrure Sans étau, l'unité



### ACC FEMINA02

Paire d'étriers sans clameau de fixation



### ACC FEMINA964

Paire de repose jambes sur rotule mousse polyuréthane sans clameau de fixation



### ACC BATTERIE01

Batterie, autonomie de 20 cycles (1 cycle = 1x montée/ descente + 1x montée/ descente du dossier)



### ACC MULTIK02

Bouton position urgence



### ACC CLAMEDIAM16

Clameau de fixation en aluminium pour fixation sur rail 25x10, l'unité diam. 16mm, diam. 14mm



### ACC OVALIA03

Pédale multifonction



### ACC MULTIK13

Support télécommande flexible Longueur 65cm à fixer sur châssis avec étau



### ACC MULTIK03

Tige porte-sérum 2 crochets plastiques équipé d'un clameau de fixation sur rail inox 25x10



### ACC MULTIK05

Tablette de lecture sans clameau de fixation



### ACC-MULTIKALEDN

Lampe de lecture à LED avec clameau de fixation



### ACC CAPOT

Peinture capot Autre que le gris standard (7035) 16 coloris disponibles

### ACC 514-MULTIKA3

Protection plastique transparent largeur 70cm, pour jambière

### DEBRAYAGE


Débrayage manuel du dossier

# COLORIS SELLERIE

Sellerie non-feu  
classée M1

Pour les coloris de sellerie, vous avez le choix entre la gamme Classique et Urban  
sans plus value

## *Revêtement : Sellerie Gamme Classique*




Arno



Garonne



Potomac




Amour



Mississippi



St Laurent



Rhône



Missouri



Seine



Amazone

## *Revêtement : Sellerie Gamme Urban*



Abysse




Cendre



Origan



Géranium



Réglisse



Prune



Perle



Ficelle




Terre



Béton



Chataigne



Chocolat



Pensée



Pétrole



Turquoise



Granny



Absinthe



Ananas



Orange



Fuschia



Tomate

# COLORIS PIÈTEMENT

Toute la gamme MULTIKA a un capot coloris gris clair (RAL 7035) en standard  
Possibilité de changer le coloris de capot **avec plus value (option ACC CAPOT)**

## *Piètement Peinture EPOXY*



RAL 9003



RAL 1013



RAL 1015



RAL 6019



RAL 6033



RAL 6000




RAL 5017



RAL 5002




RAL 5000



RAL 7035



RAL 7016



RAL 9005



RAL 1018



RAL 3020



RAL 3003



ARGENT



## GUIDE D'ENTRETIEN

### ENTRETIEN QUOTIDIEN

- Sellerie : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits), peut être désinfecté avec des produits tels que Phagosept Spray, Salvanios pH10 à 0,75% et Anios Surfaces Hautes, sans matière abrasive
- Piètement : nettoyage à l'eau savonneuse uniquement (solvants proscrits) sans matière abrasive

### GARANTIE

- Châssis : 5 ans
- Sellerie : 1 an



**CONTACT**

**CARINA**  
*Médical*

Parc d'entreprises Visionis  
278 rue de l'industrie  
01090 GUÉREINS- FRANCE

**SERVICE COMMERCIAL**

Tél : +33(0)4 74 66 69 49  
Fax : +33(0)4 74 66 69 50  
[commercial@carinamedical.com](mailto:commercial@carinamedical.com)